

PRÓTESIS DENTAL BOVINA NOCUT

Laboratorio dental ROMAT. 2010. www.nocut.com.ar

www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Dentición y prótesis dentales](#)

¿QUÉ ES NOCUT?

Nocut es una prótesis dental bovina estándar la cual está formada por tres partes:

- A): un capuchón plástico flexible desarrollada de un material atóxico de alto poder resistente a la fricción.
- B): un sujetador de alambre de alta resistencia mecánica que ayuda a la fijación de la prótesis, la cual se comporta como un puente de anclaje entre los dientes y la prótesis propiamente dicha.
- C): un cemento que penetra entre los espacios interdentes y se adhiere con gran firmeza al puente de alambre y al capuchón plástico, formado una pieza compacta y liviana que no trae ningún problema de adaptación por parte del animal.

Esto nos permite colocar la prótesis en un solo paso ya que no se requiere de moldes, ni aparatos, solamente el armado de la misma y luego colocarla en el animal.

Todos sabemos lo que es una vaca CUT (cría su último ternero) con NOCUT su vaca va a seguir produciendo terneros por varios años más.

COLOCACIÓN

Laboratorio dental ROMAT ha desarrollado una técnica sencilla y eficaz para la colocación de las prótesis dentales NOCUT la cual se realiza en un corto periodo de tiempo con excelentes resultados. No se olvide de nuestra premisa con las prótesis dentales NOCUT sus vacas van a seguir produciendo por varios años más.

A-ELEMENTOS INDISPENSABLES.

- 1-mocheta con sogá.
- 2-manga con cepo.
- 3-abrebocas.
- 4-recipiente para mezclar el cemento.
- 5-recipiente con agua y cepillo para la limpieza dental.
- 6-trapos limpios y secos.
- 7-pinzas.
- 8-cucharita para mezclar el cemento.
- 9-cepillo de uña.

B-MÉTODO DE COLOCACIÓN

- 1-Una vez introducido el animal en el cepo, mochetarlo y fijar la mocheta con la sogá atándola a la parte superior del cepo (esto evita que cabecee hacia abajo), luego introducir el abrebocas y dejar la lengua por detrás del pallo.
- 2-Se procede a hacer una limpieza en la dentadura tratando de sacar todos los restos de pasto y semillas que se encuentren entre los dientes, ya que el cemento debe pasar por los espacios interdentes para producir una buena fijación.
- 3-Revertir el capuchón plástico.
- 4-Tomamos el alambre y rodeamos a todos los dientes juntos, producimos la fijación del mismo ajustándolo con la pinza, dejando los dos rulos hacia arriba. (como los dientes del bovino tienen forma de cono invertido, el alambre que está bien ajustado a la base no se podrá salir ya que queda trabado).
- 5-Volvemos a poner el capuchón plástico con su posición original y lo llenamos con el polvo del cemento hasta el borde. Colocamos el polvo en un recipiente y le agregamos el líquido hasta formar una pasta homogénea. Luego de mezclar la misma rellenos con la pasta el capuchón plástico.
- 6-Secamos los dientes con un trapo limpio.
- 7-Realizados los pasos anteriores el animal está disponible para comenzar la colocación. Tomamos la prótesis que ya tiene el cemento en condiciones moldeables y la colocamos cubriendo los ocho dientes anteriores y el puente de alambre, haciendo presión tratando de colocar lo más profundo posible para evitar el efecto de palanca, el resto de material de cemento lo rebatimos sobre la prótesis.
- 8-Sujetamos la prótesis entre 8 y 15 minutos hasta que el cemento este duro como una piedra.
- 9- Una vez que ha comprobado que la prótesis ha endurecido por completo la vaca esta para salir a pastorear sin ningún inconveniente (ni de adaptación, ni de dolores, ni de traumas) hemos cuidado al máximo todos estos

detalles para ofrecerle un producto SENCILLO SIMPLE Y EFICAZ.

10-liberamos la vaca e introducimos el siguiente animal.

11-La Prótesis NOCUT, una vez colocada, mantiene una cierta elasticidad que resulta muy apropiado dado que la mandíbula inferior tiene movilidad. NO actúa sobre la encía presionando o lastimándola. Todo ello hace que NO se presente como un cuerpo extraño en la cavidad bucal del animal y por lo tanto, al instante de estar colocada ya estará en condiciones de pastar naturalmente EL RESULTADO LO VERA INMEDIATAMENTE , LA VACA COME AL INSTANTE.

12-Laboratorio dental ROMAT ofrece también el servicio de colocación donde enviamos personal capacitado a su campo asegurándole el 100 % de eficacia en la colocación de nuestras prótesis.

¿CON QUÉ DIENTE SE COLOCAN LAS PRÓTESIS NOCUT ?

Se recomienda colocar con medio diente, hemos colocado con cuarto diente con piezas faltantes etc. Depende un poco del concepto que tenga el colocador y de sus conocimientos, en una colocación lo que buscamos **esencialmente son los lugares retentivos de la dentición de la vaca** puesto que ese será su principal anclaje.

CUÁNTAS PRÓTESIS NOCUT PUEDO COLOCAR POR DÍA?

Se pueden colocar aproximadamente de cinco a siete por horas dependiendo de las comodidades del campo, y del comportamiento de cada animal pero en resumen es ese el promedio de colocación hora.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA UNA PRÓTESIS NOCUT ?

Las prótesis NOCUT tiene una duración aproximada de tres a cuatro años teniendo en cuenta en la región donde ha sido colocada, puede variar su duración debido a los distintos tipos de suelos o pasturas a la cual está sometido el animal.

Nota: mayor información en www.nocut.com.ar

Volver a: [Dentición y prótesis dentales](#)